

SleepAngel®



SleepAngel® meditsiinilised padjad ja -tekid

Puhastus- ja hooldusjuhend

SleepAngel®-i seadmed on valmis kohe kasutusele võtmiseks. Toode ei ole steriliseeritud.

1. Kontrollimine ja hooldus

Toote seisundi kontrollimine

- Kontrollige tooteid visuaalselt katteriide rikutuse ja oluliste kahjustuste suhtes.
- Kui toode on kahjustatud, vahetage see välja.
- Polüuretaanist pindadel puhastusainega niisutatud lappide kasutamisel tuleb pind pärast lapiga pühkimist puhta veega üle pühkida.

Korra nädalas (või patsiendi lahkumisel)

- Kontrollige, et toode ei oleks vedelikega saastunud ning et selle katteriie ei oleks kahjustatud või auklik.
- Saastunud toode visake haiglajäätmete hulka.

2. Puhastusjuhised

Tavapäraseks puhastamiseks kasutage õrnatoimelise pesuaine ja vee lahust.

Kui katteriie on tugevalt määrdunud, võib kasutada 0,1% kloorilahust (1000 mlnk) ja külma vett. Kui katteriidele on sattunud kehavedelikke, näiteks verd, võib puhastamiseks kasutada 1% kloorilahust (10 000 mlnk) ja külma vett.

1% kloorilahuse (10 000 mlnk) sagedas kasutamine võib lühendada kanga kasutusiga.

Märkus. Alkoholiga niisutatud lappide ja puhastuslahuste kasutamine võib mõjutada ajutiselt katteriide pinda ning muuta selle mehaaniliste kahjustuste suhtes tundlikumaks. Enne toote kasutamise jätkamist laske sellel täielikult kuivada. Pärast töötlemist asendage lina ettevaatlikult, et vältida mehaanilisi kahjustusi.

PneumaPure™-i filtri puhastamine käib samamoodi. Vältige filtri ja kanga tugevat hõõrumist.



Ärge kasutage pleegitusaineid, masinpesu, kuivpuhastust ega trummelkuivatust ja ärge triikige toodet.

3. Ladustamine

- Patja saab ladustada ohutult pikaliasendis või küljele või otsale paigutatuna. Ärge painutage patja.
- Tekki võib ladustada lahtirullituna, kokkuvoldituna või kokkurullituna, sealjuures tuleb vältida PneumaPure™-i filtri painutamist ja venitamist.

SleepAngel®



SleepAngel® meditsiinilised padjad ja -tekid

Puhastus- ja hooldusjuhend

SleepAngel®-i seadmed on valmis kohe kasutusele võtmiseks. Toode ei ole steriliseeritud.

Puhastus-/ja desinfitseerimistooted, mida võib kasutada:

- % 1 Hydrogene Peroxide Solution
- Anios Oxy'Floor
- Aniospray Quick
- AntiGone
- Bacillol AF
- Bacillol Foam
- Bactacid Wipes
- Chemisept wipes
- Chlorine Dioxide Solution, 10.000 ppm
- Clinell Sporicidal Wipe
- Descosept PUR Wipes RTU
- Desinfektionstuch
- Ecopine, (%5 Solution in Water)
- Incidin Pro
- Kohrsolin FF
- Life Clean
- Meliseptol Rapid
- Microbac Forte
- Mikrozyd Sensitive Liquid
- Mikrozyd Sensitive wipes
- Perform 1% and 3%
- Reinigungstuch cleaning wipes
- Rely+ON Perasafe
- Rely+ON Virkon
- Sani-Cloth Active
- Sterisept wipes
- Terralin® protect (max. 4%)
- Terralin® protect (max. 4%)
- TPH Protect
- Virusolve (%5 & %10 Solution in Water)

Puhastus-/ja desinfitseerimistooted, mida ei või kasutada:

- Chlorine Dioxide Solution, 10.000 ppm
- Disclean ENDO PAA (Peracetic Acid Solution)
- PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Disposable Wipe
- Peracetic Acid

See loetelu ei ole ammendav ning toodud kontsentratsioone tuleb rangelt järgida ja mitte ületada.

CE

SleepAngel®



SleepAngel® Express padjad ja -tekid

Puhastus- ja hooldusjuhend

SleepAngel®-i seadmed on valmis kohe kasutusele võtmiseks. Toode ei ole steriliseeritud.

1. Kontrollimine ja hooldus

Toote seisundi kontrollimine

- Kontrollige tooteid visuaalselt katteriide rikutuse ja oluliste kahjustuste suhtes.
- Kui toode on kahjustatud, vahetage see välja.
- Polüuretaanist pindadel puhastusainega niisutatud lappide kasutamisel tuleb pind pärast lapiga pühkimist puhta veega üle pühkida.

Korra nädalas (või patsiendi lahkumisel)

- Kontrollige, et toode ei oleks vedelikega saastunud ning et selle katteriide ei oleks kahjustatud või auklik.
- Saastunud toode visake haiglahajätmete hulka.

2. Puhastusjuhised

Tavapäraseks puhastamiseks kasutage õrnatoimelise pesuaine ja vee lahust.

Kui katteriide on tugevalt määrdunud, võib kasutada 0,1% kloorilahust (1000 mlnk) ja külma vett. Kui katteriidele on sattunud kehavedelikke, näiteks verd, võib puhastamiseks kasutada 1% kloorilahust (10 000 mlnk) ja külma vett.

1% kloorilahuse (10 000 mlnk) sagedas kasutamine võib lühendada kanga kasutusiga.

Märkus. Alkoholiga niisutatud lappide ja puhastuslahuste kasutamine võib mõjutada ajutiselt katteriide pinda ning muuta selle mehaaniliste kahjustuste suhtes tundlikumaks. Enne toote kasutamise jätkamist laske sellel täielikult kuivada. Pärast töötlemist asendage lina ettevaatlikult, et vältida mehaanilisi kahjustusi.

PneumaPure™-i filtri puhastamine käib samamoodi. Vältige filtri ja kanga tugevat hõõrumist.



Ärge kasutage pleegitusaineid, masinpesu, kuivpuhastust ega trummelkuivatust ja ärge triikige toodet.

3. Ladustamine

- Patja saab ladustada ohutult pikaliasendis või küljele või otsale paigutatuna. Ärge painutage patja.
- Tekki võib ladustada lahtirullituna, kokkuvoldituna või kokkurullituna, sealjuures tuleb vältida PneumaPure™-i filtri painutamist ja venitamist.

SleepAngel®



SleepAngel® Express padjad ja -tekid

Puhastus- ja hooldusjuhend

SleepAngel®-i seadmed on valmis kohe kasutusele võtmiseks. Toode ei ole steriliseeritud.

Puhastus-/ja desinfitseerimistooted, mida võib kasutada:

- % 1 Hydrogene Peroxide Solution
- Amonium Compounds
- Anios Oxy'Floor
- Aniospray Quick
- AntiGone
- Bacillol AF
- Bacillol Foam
- Bactacid Wipes
- Cavi Cide Surface Decontaminant Cleaner
- Cavi Wipes
- Chemisept wipes
- Chlorine Dioxide Solution, 1000 ppm
- Chlorine Releasing Solution, 1000 ppm
- Clinell Alcohol Wipes
- Clinell Sporicidal Wipe
- Clinell Universal Spray
- Descosept PUR Wipes RTU
- Desinfektionstuch
- Ecopine, (%5 Solution in Water)
- Ecopine, (%5 Solution in Water)
- Incidin Foam & Incidin Plus
- Incidin Pro
- Isopropyl Alcohol, %70
- Kohrsolin FF
- Life Clean
- Meliseptol Foam Pure
- Meliseptol Rapid
- Microbac Forte
- Mikrozyd AF Liquid

- Mikrozyd Sensitive Liquid
- NaOH Soluton
- Oxivir Plus
- PDI Sani Cloth AF3 Wipes
- PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Disposable Wipe
- Perform 1% and 3%
- Phenol Solution, %1
- Reinigungstuch cleaning wipes
- Rely+ON Perasafe
- Rely+ON Virkon
- Sani-Cloth Active
- Spray Off
- Sterisept wipes
- Super Sani Cloth Germicidal Disposable Wipe
- Terralin® protect (max. 4%)
- TPH protect
- Virusolve (%5 & %10 Solution in Water)
- Wet Wipe

Puhastus-/ja desinfitseerimistooted, mida ei või kasutada:

- Chlorine Dioxide Solution, 10.000 ppm
- Disclean ENDO PAA (Peracetic Acid Solution)
- PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Disposable Wipe
- Peracetic Acid

See loetelu ei ole ammendav ning toodud kontsentratsioone tuleb rangelt järgida ja mitte ületada.



SleepAngel®



SleepAngel® meditsiiniline madrats

Puhastus- ja hooldusjuhend

SleepAngel®-i seadmed on valmis kohe kasutusele võtmiseks. Toode ei ole steriliseeritud.

1. Kontrollimine ja hooldus

Toote seisundi kontrollimine

- Kontrollige tooteid visuaalselt katteriide rikutuse ja oluliste kahjustuste suhtes.
- Kui toode on kahjustatud, vahetage see välja.
- Polüuretaanist pindadel puhastusainega niisutatud lappide kasutamisel tuleb pind pärast lapiga pühkimist puhta veega üle pühkida.

Korra nädalas (või patsiendi lahkumisel)

- Kontrollige, et toode ei oleks vedelikega saastunud ning et selle katteriide ei oleks kahjustatud või auklik.
- Saastunud toode visake haiglajäätmete hulka.

2. Puhastusjuhised

Tavapäraseks puhastamiseks kasutage õrnatoimelise pesuaine ja vee lahust.

Kui katteriide on tugevalt määrdunud, võib kasutada 0,1% kloorilahust (1000 mlnk) ja külma vett. Kui katteriidele on sattunud kehavedelikke, näiteks verd, võib puhastamiseks kasutada 1% kloorilahust (10 000 mlnk) ja külma vett.

1% kloorilahuse (10 000 mlnk) sagedas kasutamine võib lühendada kanga kasutusiga.

Märkus. Alkoholiga niisutatud lappide ja puhastuslahuste kasutamine võib mõjutada ajutiselt katteriide pinda ning muuta selle mehaaniliste kahjustuste suhtes tundlikumaks. Enne toote kasutamise jätkamist laske sellel täielikult kuivada. Pärast töötlemist asendage lina ettevaatlikult, et vältida mehaanilisi kahjustusi.

PneumaPure™-i filtri puhastamine käib samamoodi. Vältige filtri ja kanga tugevat hõõrumist.



Ärge kasutage pleegitusaineid, masinpesu, kuivpuhastust ega trummelkuivatust ja ärge triikige toodet.

3. Ladustamine

- Patja saab ladustada ohutult pikaliasendis või küljele või otsale paigutatuna. Ärge painutage patja.
- Tekki võib ladustada lahtirullituna, kokkuvoldituna või kokkurullituna, sealjuures tuleb vältida PneumaPure™-i filtri painutamist ja venitamist.

SleepAngel®



Puhastus- ja desinfitseerimistooted, mida võib kasutada:

- % 1 Hydrogene Peroxide Solution
- Amonium Compounds
- Anios Oxy'Floor
- Aniospray Quick
- Bacillol AF
- Bacillol Foam
- Bactacid Wipes
- Cavi Cide Surface Decontaminant Cleaner
- Cavi Wipes
- Chlorine Dioxide Solution, 10.000 ppm
- Chlorine Dioxide Solution, 1000 ppm
- Chlorine Releasing Solution, 1000 ppm
- Clinell Alcohol Wipes
- Clinell Sporicidal Wipe
- Clinell Universal Spray
- Ecopine, (%5 Solution in Water)
- Incidin Foam & Incidin Plus
- Incidin Pro
- Isopropyl Alcohol, %70
- Kohrsolin FF
- Life Clean
- Meliseptol Foam Pure
- Meliseptol Rapid
- Microbac Forte
- Mikrozyd AF Liquid
- Mikrozyd Sensitive Liquid
- Mikrozyd Sensitive wipes
- NaOH Soluiton
- Oxivir Plus
- PDI Sani Cloth AF3 Wipes
- Perform 1% and 3%

SleepAngel® meditsiiniline madrats

Puhastus- ja hooldusjuhend

SleepAngel®-i seadmed on valmis kohe kasutusele võtmiseks. Toode ei ole steriliseeritud.

- Phenol Solution, %1
- Rely+ON Perasafe
- Sani-Cloth Active
- Spray Off
- Sterisept wipes
- Super Sani Cloth Germicidal Disposable Wipe
- Terralin® protect (max. 4%)
- TPH Protect
- Virusolve (%5 & %10 Solution in Water)
- Wet Wipe

Puhastus- ja desinfitseerimistooted, mida ei või kasutada:

- Chlorine Dioxide Solution, 10.000 ppm
- Disclean ENDO PAA (Peracetic Acid Solution)
- PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Disposable Wipe
- Peracetic Acid

See loetelu ei ole ammendav ning toodud kontsentratsioone tuleb rangelt järgida ja mitte ületada.

CE